

DESCOCEPT PUR



PRESERVE

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER MEDIZINPRODUKTE
MIT UND OHNE MECHANISCHE EINWIRKUNG

1 / 6

Breites Wirkungsspektrum - begrenzt viruzid PLUS
innerhalb von 5 Min. gem. EN 14476

Abtrocknung **ohne Rückstände zu hinterlassen**

Geeignet für die **Lebensmittelindustrie und
Küchenbereiche**

Verzicht auf den **Zusatz von Farb- und Duftstoffen**



FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT PUR



PRESERVE

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 6

DESCOCEPT PUR ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit und ohne mechanische Einwirkung. **DESCOCEPT PUR** ist parfüm- und rückstandsfrei und somit für die Routinedesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit und ohne mechanische Einwirkung.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Wischapplikation: Die zu desinfizierenden, alkoholbeständigen Flächen vollständig abwischen. Auf vollständige Benetzung der Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit achten.

Sprühapplikation: Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

DESCOCEPT PUR kann als Wischdesinfektion oder Sprühdesinfektion (ohne Nachwischen) verwendet werden.

Einsatz in Vliestuchspendersystemen: DESCOCEPT PUR eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den ONE SYSTEM PLUS Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO WIPEs-Vliestuchspendersystemen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten (siehe Seite 4 - 5).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
PUR



PRESERVE

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 6

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	3 min	5 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (mit Mechanik)					
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 16615	niedrige und hohe Belastung			•
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•		
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (ohne Mechanik)					
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 VAH Meth. 14	hohe Belastung	•		
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 EN 16777	niedrige Belastung			•
begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	niedrige und hohe Belastung	•		
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion in nicht-medizinischen Bereichen					
bakterizid, levurozid	EN 1276 EN 1650 EN 13697	niedrige und hohe Belastung	•		

DESCOCEPT PUR



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 6



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A			•	Medizinische Transportstühle
			•	Toilettenstühle
Edelstahl V4A			•	Rollatoren
			•	Gehböcke
			•	Gehgestelle

DESCOCEPT PUR



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 6



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)			•	Ultraschallgeräte
			•	EKG-Geräte
			•	EEG-Geräte
			•	MRT-Geräte
			•	CT-Geräte
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)		•		Patientenüberwachungsmonitore
		•		Medizinische Tastaturen und Mäuse
PET (Polyethylenterephthalat)	•			
PMMA (Polymethylmethacrylat)	•			Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFIZIATIONSMITTEL

DESCOCEPT
PUR



PRESERVE

GEBINDE

6 / 6

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT PUR	Flasche	10	1 L	00-323-010	01898718
	Kanister	3	5 L	00-323-050	01834380
	Kanister	1	10 L	00-323-100-01	03979906

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.