

07.07.2025

Produktbezeichnung: CURACID MEDICAL Tücher
Anwendungsbereich: Flächendesinfektion, Schnelldesinfektion
Bereichsempfehlung: Medizin, Industrie, Schule+Kita, Rettungsdienste

Verkaufseinheit	120 Stk. Eimer	120 Stk. Beutel	350 Stk. Eimer	150 Stk. Jumbodose	
Artikelnummer	113010	113011	113015	113020	
EAN	4035901001531	4035901001562	4035901004105	4035901004112	
Blattgröße	ca. 29x20cm	ca. 29x29cm	ca. 27x14cm	ca. 20x20cm	
Verpackungseinheit	4x120 Stk. Eimer	4x120 Stk. Beutel	6x350 Stk. Eimer	10x150 Stk. Jumbodose	
Artikelnummer	113010-4	113011-4	113015-6	113020-10	
EAN	4035901001234	4035901001241	4035901004099	4035901004129	
Gewicht	6,4kg	5,7kg	9,5kg	6,8kg	
Maße (BxTxH)	39x32x27cm	37x23x20cm	60x40x19cm	56x24x26cm	

Eigenschaften:

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen wie z. B. Schreibtische, Behandlungsliegen, Bedienelemente,...
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, Corona u.v.a.)
- alkoholfrei, daher sehr materialverträglich
- angenehme weiche Haptik durch Mischgewebe
- kratzfreie und fusselfreie Qualität
- Dermatest sehr gut

Anwendungsempfehlung: Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen. Mind. 1 Min. einwirken lassen. Die Einwirkzeiten sind Mindestzeiten und beziehen sich auf die Richtlinien des VAH. Tücher vor Austrocknen schützen.

Wirksame Bestandteile in 100g: 0,276g Didecyldimethylammoniumchloride;
weitere Bestandteile: Komplexbildner, Tenside, Stellmittel
 <5% kationische Tenside

Normen und Regularien: UFI: 8W40-1057-600R-IS9Y
 VAH-Norm, EN13624, EN13727, EN14476, EN 16615, EN16777
 BauA: N-110152 (Curacid 3001)
 PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel
 PT3: Hygiene im Veterinärbereich
 PT4: Lebens- und Futtermittelbereich
 R4BP: BC-MR088291-15

Besondere Hinweise: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.