

04.02.2025

**Produktbezeichnung:** CURACID MEDICAL  
**Anwendungsbereich:** Flächendesinfektion, Schnelldesinfektion  
**Bereichsempfehlung:** Medizin, Industrie, Schule+Kita, Rettungsdienste

Verkaufseinheit	0,5L	1L	5L		
Artikelnummer	113049	113050	113051		
EAN	4035901002538	4035901000237	4035901000244		
Verpackungseinheit	15x0,5L	10x1L	2x5L	96x5L	
Artikelnummer	113049-15	113050-10	113051-2	113051-96	
EAN	4035901002545	4035901001159	4035901003719		
Gewicht	8,3kg	10,85kg	10,65kg		
Maße (BxTxH)	37x23x20cm	41x17x25cm	30x20x27cm	120x80x86cm	

**Eigenschaften:**

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen wie z. B. Schreibtische, Behandlungsliegen, Bedienelemente,...
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, H5N1, Corona u.v.a.)
- alkoholfrei, daher sehr materialverträglich
- Dermatest sehr gut

**Anwendungsempfehlung:** Curacid Medical ist gebrauchsfertig. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen, mind. 60 Sekunden einwirken lassen.

**Wirksame Bestandteile in 100g:** 0,276g Didecyldimethylammoniumchloride;  
**weitere Bestandteile:** Komplexbildner, Tenside, Stellmittel  
 <5% kationische Tenside

**Normen und Regularien:** UFI: 8W40-1057-600R-IS9Y  
 VAH-Norm, EN13624, EN13727, EN14476, EN 16615, EN16777  
 BauA: N-110152 (Curacid 3001)  
 PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel  
 PT3: Hygiene im Veterinärbereich  
 PT4: Lebens- und Futtermittelbereich  
 R4BP: BC-MR088291-15

**Besondere Hinweise:** Gewinde der Rundflaschen 0,5L: 28  
 Gewinde der Rundflaschen 1L: 28  
 Gewinde des Kanisters: 51  
 Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.  
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.