

EM-060

Prothetik Reiniger

Speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt!

Eigenschaften:

Entfernt Kalk, Oxide, Rost und mineralischen Ablagerungen, leichte Wirkung bei organischen Verunreinigungen. Der Reiniger ist geeignet für Aluminium, Edelstahl, Buntmetall, Messing oder Kunststoff.

Anwendung:

3-10% EM-060 (Bezug zur Füllmenge) für 3-10 min. reinigen. Nach Beendigung gründlich mit Wasser abspülen.

Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung:

H290 kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 verursacht schwere Augenschäden. H319 verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.



Artikel: 17145

erhältlich nur in 500 ml