

# MEDISANA®

## Körperanalysewaage BS 444 connect

Art.-Nr. 40444 | EAN 4015588 40444 4

- ✓ Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- ✓ Ermittlung des BMI-Wertes
- ✓ Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- ✓ Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- ✓ Bluetooth® Smart-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online



### VitaDock+ App 2.0

Ihre Vitaldaten immer und überall dabei



Neu entwickelte Benutzeroberfläche  
Speicherung und grafische Darstellung  
aller Messergebnisse im Zeitverlauf  
Synchronisierung der Messdaten  
mit VitaDock Online möglich



### VitaDock Online Health Management am PC oder Mac

Sicherheitsoptimierte, verschlüsselte Datenübertragung  
Synchronisieren (z.B. zwischen iOS- und Android Geräten)  
Teilen der Daten mit dem Arzt oder auf Onlineportalen




## Körperanalysewaage BS 444 connect

Art.-Nr. 40444 | EAN 4015588 40444 4

Großes, leicht lesbares LCD-Display  
mit Hintergrundbeleuchtung

Hochwertige Edelstahl Elektroden

Vier hochpräzise DMS-Sensoren  
für genaue Messergebnisse



### Funktion | Anwendung

Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht

Ermittlung des BMI-Wertes

Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)

Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage

Hochwertige Edelstahl Elektroden

Bequeme „step-on“-Einschaltung

Großes, leicht lesbares LCD-Display

Umschaltbar zwischen kg, lb und st

Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse

Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender

Körperanalyse bei Personen mit Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar

Bluetooth® Smart-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online

### Technische Daten

Größe: ca. 30 × 30 × 2,3 cm

Gewicht: ca. 1,6 kg

Gewichtsanzeige von 5 bis 180 kg

Teilung: 100g, 0,0 lb, 1/4 lb

Analysefunktionen: Gewicht (kg), Fettanteil (%), Muskelanteil (%), Wasseranteil (%)

Displaygröße: 73 × 48 mm

Verbindung über verschlüsseltes Bluetooth®

Batterien: 3 × 1,5 V (AAA)

### Packungsinhalt

Körperanalysewaage

Batterien

### Logistische Daten

#### Verkaufsverpackung

1 Stück | tbd | tbd

#### VPE

4 Stück | tbd | tbd

### Kompatibilität

iOS: iPhone 4S und neuer, iPad 3 und neuer.

Android: Geräte, die Google-Android-Version 4.3 und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.

