



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAFORM[®]

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Lösungsmittelfrei hergestellte, fixierte Gipsbinde. Durch die Eigenschaften wie sehr gute Modellierfähigkeit, sehr gute Nachbearbeitungsmöglichkeit, eignen sich die Gipsbinden in gleicher Weise für die Versorgung von repointierten Frakturen als Spaltgips, wie auch für deren Nachbehandlung als zirkulärer Stützverband. Sie eignen sich auch für die vorübergehende Ruhigstellung von entzündlichen Prozessen wie z.B. Epicondylitis humeri, Tendovaginitis oder Bursitis. Gute Verarbeitung durch länger offene Zeit des Gipses.

In unserer Broschüre "Wissen verbindet" finden Sie nähere Informationen und Anwendungsbeispiele.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-beschichtetes Papier

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Zusammensetzung

Baumwolle, Alabastergips (Kalziumsulfathalhydrat)

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAFORM[®] ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

