

# Erste-Hilfe-Füllung für Betriebsverbandkästen und Verbandschränke

## DIN 13157-C Stand 2021-11



entspricht DGUV Regel 100-001  
 „Grundsätze der Prävention“  
 Abschnitt 4.7.2



### Inhalt:

- 1 Rollenpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5 cm
- 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
- 1 Fertigpflasteroriment bestehend aus:
  - 6 Fingerkuppenverbände DIN 13019 - 5 x 4 cm
  - 6 Fingerverbände DIN 13019 - 12 x 2 cm
  - 6 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 1,9 cm
  - 12 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 2,5 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril
- 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, steril
- 6 Kompressen (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm, steril
- 2 Augenkompressen, steril
- 1 Kälte-Sofortkompreßse Fläche min. 200 cm<sup>2</sup>
- 1 Rettungsdecke-Maße 2100 x 1600 mm
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8
- 2 Dreiecktücher DIN 13168 - D
- 1 Verbandkastenschere für Erste-Hilfe-Bereich  
 DIN 58279 - B 190
- 2 Folienbeutel, 300 x 400 mm
- 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm
- 4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
- 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch  
 nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3  
 oder DIN EN ISO 374-5
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 2 Gesichtsmasken, mind. Typ I, DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis

- SAN-7005  
 SAN-7006-12  
 SAN-7007-30

Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

- SAN-7009  
 SAN-7010  
 SAN-7011  
 SAN-7013  
 SAN-7015  
 SAN-7014  
 SAN-0024  
 SAN-7021  
 SAN-7000  
 SAN-7001  
 SAN-7003  
 SAN-7024

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass es von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens ein Stockwerk entfernt ist.

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten:

- Der große Verbandkasten nach DIN 13169 „Verbandkasten E“
- Der kleine Verbandkasten nach DIN 13157 „Verbandkasten C“

- SAN-7026  
 SAN-7004  
 SAN-7061  
 SAN-0028

**Erneuern Sie  
 das Erste-Hilfe-Material  
 bei Ablauf  
 des Verfallsdatums !**

- SAN-1000  
 SAN-0028-HIR2



Verwaltungs- und Handelsbetriebe	Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	Anzahl Verbandkästen DIN 13157
1 - 50 Versicherte 51 - 300 Versicherte für je 300 weitere Versicherte	1 - 20 Versicherte 21 - 300 Versicherte für je 100 weitere Versicherte	1 - 10 Versicherte 11 - 50 Versicherte für je 50 weitere Versicherte	1 2 *) 2 *)

\*) Ein Verbandkasten DIN 13169-E ersetzt 2 Verbandkästen DIN 13157-C

ultraMEDIC GmbH &amp; Co. KG

Im Bruch 11-15

D - 56567 Neuwied

Tel. +49 (0) 26 31/9 69 83 - 0

Fax +49 (0) 26 31/9 69 83 - 33

www.ultramedic.de

# Erste-Hilfe-Füllung

## ultraFILLING INDUSTRIESTÄTTEN

SAN-0175-FIND



### Inhalt

Füllung DIN 13157  
Fingerling  
Beatmungsmaske  
Kühlspray  
Kältekissen  
Hände-/Hautdesinfektion 100ml  
Splitterpinzette  
Augenklappe  
elast. Handgelenkbandage  
Augenspülung 200ml  
Replantbeutel klein

### Bestell-Nr.

SAN-0180  
SAN-0033  
SAN-0008  
SAN-0022-300  
SAN-0024  
SAN-0012  
SAN-0011  
SAN-0032  
SAN-0013  
SAN-0243  
SAN-0618

### Menge

1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

Folgende Artikel können Sie auch bestellen:

#### Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung

SAN-0175-IND (Farbe orange)

SAN-2175-IND (Farbe blau-weiß)

SAN-2176-IND (Farbe gelb)

