

Erste-Hilfe-Füllung für Betriebsverbandkästen und Verbandschränke

DIN 13157-C Stand 2021-11

entspricht DGUV Regel 100-001
„Grundsätze der Prävention“
Abschnitt 4.7.2



Inhalt:

- 1 Rollenpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5 cm
- 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
- 1 Fertigpflastersoriment bestehend aus:
 - 6 Fingerkuppenverbände DIN 13019 - 5 x 4 cm
 - 6 Fingerverbände DIN 13019 - 12 x 2 cm
 - 6 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 1,9 cm
 - 12 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 2,5 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril
- 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, steril
- 6 Kompressen (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm, steril
- 2 Augenkompressen, steril
- 1 Kälte-Sofortkomresse Fläche min. 200 cm²
- 1 Rettungsdecke-Maße 2100 x 1600 mm
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8
- 2 Dreiecktücher DIN 13168 - D
- 1 Verbandskastenschere für Erste-Hilfe-Bereich
DIN 58279 - B 190
- 2 Folienbeutel, 300 x 400 mm
- 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm
- 4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
- 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3
oder DIN EN ISO 374-5
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 2 Gesichtsmasken, mind. Typ I, DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis

SAN-7005
SAN-7006-12
SAN-7007-30

SAN-7009
SAN-7010
SAN-7011
SAN-7013
SAN-7015
SAN-7014
SAN-0024
SAN-7021
SAN-7000
SAN-7001
SAN-7003
SAN-7024

SAN-7026
SAN-7004
SAN-7061
SAN-0028

SAN-1000
SAN-0028-HR2

Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass es von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens ein Stockwerk entfernt ist.

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten:

- Der große Verbandkasten nach DIN 13169 „Verbandkasten E“
- Der kleine Verbandkasten nach DIN 13157 „Verbandkasten C“

**Erneuern Sie
das Erste-Hilfe-Material
bei Ablauf
des Verfallsdatums !**



Verwaltungs- und Handelsbetriebe	Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	Anzahl Verbandkästen DIN 13157
1 - 50 Versicherte 51 - 300 Versicherte für je 300 weitere Versicherte	1 - 20 Versicherte 21 - 300 Versicherte für je 100 weitere Versicherte	1 - 10 Versicherte 11 - 50 Versicherte für je 50 weitere Versicherte	1 2 *) 2 *)

*) Ein Verbandkasten DIN 13169-E ersetzt 2 Verbandkästen DIN 13157-C

ultraMEDIC GmbH & Co. KG

Im Bruch 11-15

D - 56567 Neuwied

Tel. +49 (0) 26 31/9 69 83 - 0

Fax +49 (0) 26 31/9 69 83 - 33

www.ultramedic.de

Erste-Hilfe-Füllung

ultraFILLING

METALLBRANCHE

SAN-0175-FMET**Inhalt****Bestell-Nr.****Menge**

Füllung DIN 13157	SAN-0180	1
Fingerling	SAN-0033	1
Beatmungsmaske	SAN-0008	1
Kühlspray	SAN-0022-300	1
Kältekissen	SAN-0024	2
Hände-/Hautdesinfektion 100ml	SAN-0012	1
Splitterpinzette	SAN-0011	1
Augenklappe	SAN-0032	1
elast.Handgelenkbandage	SAN-0013	1
Augenspülung 200ml	SAN-0243	1
Replantbeutel klein	SAN-0618	1
Wundset	SAN-7007	1

Folgende Artikel können Sie auch bestellen:

Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung

SAN-0175-MET (Farbe orange)

SAN-2175-MET (Farbe blau-weiß)

SAN-2176-MET (Farbe gelb)

