

# Erste-Hilfe-Füllung für Betriebsverbandkästen und Verbandschränke

## DIN 13157-C Stand 2021-11



entspricht DGUV Regel 100-001  
 „Grundsätze der Prävention“  
 Abschnitt 4.7.2



### Inhalt:

- 1 Rollenpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5 cm
- 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
- 1 Fertigpflasteroriment bestehend aus:
  - 6 Fingerkuppenverbände DIN 13019 - 5 x 4 cm
  - 6 Fingerverbände DIN 13019 - 12 x 2 cm
  - 6 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 1,9 cm
  - 12 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 2,5 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril
- 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, steril
- 6 Kompressen (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm, steril
- 2 Augenkompressen, steril
- 1 Kälte-Sofortkomresse Fläche min. 200 cm<sup>2</sup>
- 1 Rettungsdecke-Maße 2100 x 1600 mm
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8
- 2 Dreiecktücher DIN 13168 - D
- 1 Verbandkastenschere für Erste-Hilfe-Bereich  
 DIN 58279 - B 190
- 2 Folienbeutel, 300 x 400 mm
- 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm
- 4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
- 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch  
 nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3  
 oder DIN EN ISO 374-5
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 2 Gesichtsmasken, mind. Typ I, DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis

- SAN-7005 Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit  
 schnell erreichbar und leicht zugänglich in  
 geeigneten Behältnissen, geschützt gegen  
 SAN-7006-12 schädigende Einflüsse (Verunreinigung,  
 SAN-7007-30 Nässe und extreme Temperaturen), in aus-  
 reichender Menge bereitgehalten sowie  
 rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.
- SAN-7009 Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstätte  
 so verteilt sein, dass es von ständigen  
 SAN-7010 Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke  
 SAN-7011 oder höchstens ein Stockwerk entfernt ist.  
 SAN-7013  
 SAN-7015
- SAN-7014 Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten:  
 SAN-0024 •  
 SAN-7021 Der große Verbandkasten  
 SAN-7000 nach DIN 13169 „Verbandkasten E“  
 SAN-7001 •  
 SAN-7003 Der kleine Verbandkasten  
 SAN-7024 nach DIN 13157 „Verbandkasten C“
- SAN-7026  
 SAN-7004  
 SAN-7061  
 SAN-0028
- SAN-1000  
 SAN-0028-HIR2

**Erneuern Sie  
 das Erste-Hilfe-Material  
 bei Ablauf  
 des Verfallsdatums !**



Verwaltungs- und Handelsbetriebe	Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	Anzahl Verbandkästen DIN 13157
1 - 50 Versicherte 51 - 300 Versicherte für je 300 weitere Versicherte	1 - 20 Versicherte 21 - 300 Versicherte für je 100 weitere Versicherte	1 - 10 Versicherte 11 - 50 Versicherte für je 50 weitere Versicherte	1 2 *) 2 *)

\*) Ein Verbandkasten DIN 13169-E ersetzt 2 Verbandkästen DIN 13157-C

ultraMEDIC GmbH &amp; Co. KG

Im Bruch 11-15

D - 56567 Neuwied

Tel. +49 (0) 26 31/9 69 83 - 0

Fax +49 (0) 26 31/9 69 83 - 33

www.ultramedic.de

# Erste-Hilfe-Füllung

## ultraFILLING WERKSTÄTTEN

**SAN-0175-FWERK**

### Inhalt

Füllung DIN 13157  
Fingerling  
Beatmungsmaske  
Kühlspray  
Kältekissen  
Hände-/ Hautdesinfektion 100ml  
Splitterpinzette  
Augenklappe  
elast.Handgelenkbandage  
Augenspülung 200ml  
Replantbeutel klein  
ultraAID Hydrogel, transparent

### Bestell-Nr.

SAN-0180  
SAN-0033  
SAN-1551-BL  
SAN-0022-300  
SAN-0024  
SAN-0012  
SAN-0011  
SAN-0032  
SAN-0013  
SAN-0243  
SAN-0618-S  
SAN-7033

### Menge

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1 Set

Folgende Artikel können Sie auch bestellen:

**Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung**

SAN-0175-WERK (Farbe orange)

SAN-2176-WERK (Farbe gelb)

